

GENIUS创削头适配器

GENIUS II 创削头的有效清洁方法



由固美医疗最新研发的GENIUS II 创削头适配器是确保器械有效清洁的辅助器械，保证清洗后的创削头能够在任何时候被重复使用。这就意味着我们的创削头设计是可以反复使用，并且不会有难以操作的部位，因而可以被安全有效的配备。这已经被权威机构(co.SMP GmbH)认证。

根据针对医疗设备使用者的规定，操作者必须使用有效方式清洗消毒可反复使用的器械。操作者可参照我们网站 (www.kometmedical.de) 上指示的方法进行清洁，也可根据个人需求选用GENIUS适配器进行辅助操作。

使用GENIUS II 适配器可获得最有效的清洁效果！

固美医疗 — 始终保障品质安全！

GENIUS - 一切皆关乎GENIUS II 刨削头

GENIUS刨削头适配器是由固美医疗生产的GENIUS II 刨削头整套配置中的一部分。
根据法定要求，这是消毒循环过程中必需的辅助配件，以促进更好的循环使用。



对于那些在GENIUS适配器辅助下已经清洗消毒的器械，它们的状况可根据从我们网站 www.kometmedical.de 下载的参照表格进行对照。


这一表格中包含了相关的评判标准，协助您考量并决定这一器械是否可以重复使用，是否需要更进一步的清洁流程，或者直接废弃。



随后，GENIUS II刨削头必须保存在GENIUS 专用夹具灭菌盒中，以免这些精密器械在消毒或贮存中受到外界因素影响。



使用上述工具，可确保GENIUS II刨削头被完好消毒灭菌并可被再次安全使用！



GENIUS - 使循环使用更便捷！

货号

- GE 9001.DY - 适配于Dyonics
- GE 9101.LI - 适配于Linvatec
- GE 9201.AC - 适配于Aesculap
- GE 9301.ST - 适配于Stryker



博拉瑟勒贸易(上海)有限公司

地址: 中国上海市南京西路580号南证大厦2312室 · 邮编: 200041 · 电话: +86 (21) 5234 0096 · 传真: +86 (21) 5234 0097 · www.kometmedical.com.cn · info@kometmedical.com.cn
Brasseler DMI (Shanghai) Ltd. · Room 2312 · Nan Zheng Mansion · No. 580 Nanjing Xi Road · Shanghai 200041 · P.R. China · Phone: +86-21-5234 0096 · Fax: +86-21-5234 0097